

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NITROSEPT**1. ZASTOSOWANIE:**

NITROSEPT jest płynem biobójczym, o działaniu wirusbójczym i bakteriobójczym, opartym na etanolu, stosowanym w celach dezynfekcji skóry rąk (grupa produktowa 1). W skład produktu wchodzi ponadto gliceryna, która ma działanie nawilżające i pielęgnujące.

2. PARAMETRY TECHNICZNE:

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ	METODA
WYGLĄD	-	Bezbarwna, klarowna ciecz	Ocena wzrokowa
GĘSTOŚĆ @20°C	kg/m ³	850 ÷ 870	Metoda oscylacyjna
LEPKOŚĆ KINEMTYCZNA @20°C	mm ² /s	2.500 ÷ 2.600	PN-ISO 3105
TEMPERATURA ZAPŁONU	°C	19.5 ÷ 21.0	PN EN-ISO 2719
ZAWARTOŚĆ ETANOLU	% w/w	75 ÷ 80	GC

3. OKRES WAŻNOŚCI:

OD DATY PRODUKCJI:	36 miesięcy
---------------------------	-------------

4. PRZECHOWYWANIE:

MAX. TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	+25°C
UWAGI	Wyrób magazynować w szczelnie zamkniętych opakowaniach transportowych, zbiornikach magazynowych lub w dopuszczonych do tego celu zbiornikach ze stali nierdzewnej, w zakresie temperatur 15°C ÷ 25°C (zgodnie z przepisami dotyczącymi magazynowania substancji chemicznych), z dala od źródeł ciepła i materiałów niezgodnych (silnych utleniaczy, reduktorów, kwasu azotowego).

5. TRANSPORT I OPAKOWANIA:

NAZWA PRZEWOZOWA	ETANOL, ROZTWÓR
KLASA/ KOD KLASYFIKACYJNY	3/ F1
GRUPA PAKOWANIA	II
NUMER UN	1170
POJEMNOŚĆ OPAKOWAŃ	5L, 20L, 1000 L

6. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:

Zużyte opakowanie należy umyć i można wykorzystać do innych celów. W razie niemożności ponownego wykorzystania, należy postępować jak z odpadem opakowaniowym stosownie do materiału z jakiego został wytworzony.

7. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego, nieprzeznaczony do spożycia. Chronić oczy przed narażeniem. W przypadku kontaktu z oczami płukać co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej (unikając silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki). Jeśli to konieczne wezwać lekarza.